



## PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES DE COLETA PARA DIAGNÓSTICO DE MASTITE BOVINA EM ANÁLISE DE TANQUE

### 1. COLETA DE LEITE/TANQUE PARA DIAGNÓSTICO DE MASTITE

Essa modalidade é adequada para monitoramento da presença de vários patógenos infecciosos (*Mycoplasma*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*), além dos ambientais como coliformes e *Streptococcus*.

**Exames:** Cultura para identificação de bactérias.

**Materiais:**

- Tubo ou frasco estéreis com tampa de rosca
- Luvas descartáveis
- Concha

**Procedimentos:**

1. O tanque deve estar em agitação por um período mínimo de 15 minutos antes da colheita;
2. Higienizar as mãos e colocar luvas para evitar a contaminação da amostra;
3. Flambar e esfriar a concha;
4. Colher o leite em movimentos verticais;
5. Colher 5 (cinco) amostras do mesmo tanque em dias consecutivos.
6. Congelar as amostras.

**OBSERVAÇÃO:** Não se deve coletar a amostra na válvula de saída de leite dos tanques, mas sim, sempre pela tampa superior do tanque, após ser feita a homogeneização do leite.



### 2. ENVIO DO MATERIAL

O material coletado deverá ser congelado e enviado sob refrigeração (+2°C a +8°C), identificados e em caixas de isopor com gelo reciclável, lacrada e identificada, com a ficha de solicitação de exames e ficha de cadastro. Em caso de dúvidas entrem em contato com o laboratório

**UNIDADES:**

**1 –Botucatu/SP:** Rua Prudente de Moraes,677 - Centro  
CEP: 18602-060

● Fone: (14) 3814.5530/ (14) 99110-3749 ● e-mail: [resultado@labvidavet.com](mailto:resultado@labvidavet.com)

**2- Uberlândia/MG:** Avenida Floriano Peixoto, 615 - Centro - Edifício Floriano Center - Sala 301-  
CEP: 38400-102

● Fone: (34) 99639-4364/ (34) 3223-0386 ● e-mail: [uberlandia@labvidavet.com](mailto:uberlandia@labvidavet.com)

**3- Goiás/GO:** Rua 137 – QUADRA 50, 556 - Edifício Alvorada, Sala 301 – Setor Marista –  
CEP:74170-120

● Fone: (62) 9296-8454/ (62) 3434-3794 ● e-mail: [vidavetgoias@gmail.com](mailto:vidavetgoias@gmail.com)

**SITE:** [www.labvidavet.com](http://www.labvidavet.com)