



PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES DE COLETA PARA DIAGNÓSTICO DE MASTITE BOVINA EM AMOSTRAS DE SWABS

Exame: Cultura para identificação de bactérias

Material:

- Meio de transporte Swab Stuart:

Procedimentos:

- Marcar o número das vacas amostradas;
- Esfregar o swab stuart no orifício do teto e laterais, antes de qualquer limpeza, assim que o animal entrar na sala de ordenha (momento zero);
- Esfregar o swab stuart no mesmo teto após o pré dipping (respeitando o tempo de ação recomendado pelo fabricante);
- Esfregar o swab stuart na teteira do mesmo teto após a ordenha;
- Esfregar o swab stuart no mesmo teto após o pós dipping.

ENVIO DO MATERIAL:

- Não congelar o swab stuart;
- Enviar em até dois (02) dias após a coleta em uma caixa de isopor, com gelos recicláveis.

Sugestão: Fazer 10 tetos (escolher um de cada vaca, sempre o mesmo teto- 4 momentos cada teto). De preferência pegar do lote limpo, e do lote CCS alta= 40 swabs stuart.

UNIDADES:

1 –Botucatu/SP: Rua Prudente de Moraes,677 - Centro
CEP: 18602-060

- Fone: (14) 3814.5530/ (14) 99110-3749 • e-mail: resultado@labvidavet.com

2- Uberlândia/MG: Avenida Floriano Peixoto, 615 - Centro - Edifício Floriano Center - Sala 301-
CEP: 38400-102

- Fone: (34) 99639-4364/ (34) 3223-0386 • e-mail: uberlandia@labvidavet.com

3- Goiás/GO: Rua 137 – QUADRA 50, 556 - Edifício Alvorada, Sala 301 – Setor Marista –
CEP:74170-120

- Fone: (62) 9296-8454/ (62) 3434-3794 • e-mail: vidavetgoias@gmail.com

SITE: www.labvidavet.com

