

EXAMES CITOPATOLÓGICOS

COLETA:

Os materiais necessários para a realização deste exame são:

- agulha
- seringa
- lâmina de vidro recipiente plástico para acondicionamento das lâminas
- álcool metílico (metanol ou número 1 do Kit Panótico)

Dentre os métodos de coleta citam-se a **citopatologia por agulha fina (com ou sem aspiração)**, a qual se baseia na introdução da agulha na lesão seguida de movimentos de vai-e-vem a fim de se obter uma maior representatividade.

Esta poderá ser utilizada em nódulos cutâneos e subcutâneos, aumento de volume de linfonodos, lesões ósseas e em massas de órgãos internos.

O **imprint** é empregado em lesões ulceradas pressionando-se a lâmina de vidro contra a lesão (esta técnica é pouco indicada devido a altas chances de contaminação e não representatividade da amostra).

O **raspado ou escarificação**, utilizado em lesões ulceradas, caracteriza-se pela retirada do material superficial e coleta mais profunda da lesão com o objetivo de evitar a contaminação secundária. Esta técnica pode ser realizada com a própria lâmina de vidro. Nos tratos fistulosos, ouvido externo, cavidade nasal e vagina empregam-se o **escovado ou swab**.

Após a coleta, as amostras em lâminas JÁ SECAS ao ar deverão ser fixadas em álcool metílico (metanol ou número 1 do Kit Panótico).

Na utilização do álcool metílico é necessário manter no fixador por, no mínimo, 1 minuto, em seguida retirar as lâminas do fixador e estas deverão ser acondicionadas em recipientes de plástico.

ENVIO

As lâminas devem ser transportadas preferencialmente em frascos com ranhuras devidamente identificados;

O material deve ser enviado em temperatura ambiente;

