

PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE FEZES BOVINA

1. COLETA FEZES

O exame de fezes é muito importante principalmente nos casos com suspeita de diarreias, enterites, intoxicações, parasitoses entre outros.

Exames: Cultura de *Salmonella spp*, Cultura de *Escherichia coli*, Pesquisa de *Cryptosporidium spp*, Pesquisa de Rotavírus, *Eimeria spp* (OOPG) e exame Parasitológico de Fezes (OPG).

Materiais:

- Swab com meio de transporte ou frascos estéreis;
- Luva descartável

Procedimentos:

Coleta das fezes direta do reto com swab com meio de transporte

Exames: Cultura de *Salmonella spp*, Cultura de *Escherichia coli*

1. Utilizar o swab com meio de transporte, preferencialmente Cary-Blair;
2. Identificar corretamente o número do animal no swab;
3. Utilizar um swab por animal. Não fazer pool;
4. Introduzir a extremidade do swab (2 cm) na ampola retal do animal, comprimindo-o, em movimentos rotatórios suaves, por toda a extensão da ampola retal;
5. Colocar o swab em meio e encaminhar, se possível, em até 48 horas. Acima desse tempo, sob refrigeração, em até 7 dias.

Coleta das fezes direta do reto (coletor universal).

Exames: Cultura de Salmonella spp, Cultura de Escherichia coli, Pesquisa de Cryptosporidium spp, Pesquisa de Rotavírus, Eimeria spp (OOPG) e exame Parasitológico de Fezes (OPG).

1. Identificar corretamente o número do animal no tubo;
2. Utilizar um frasco por animal. Não fazer pool;
3. Coletar diretamente do reto, utilizando luvas (aproximadamente 20 g de fezes por animal);

OBS: Em caso de material de necropsia, enviar um fragmento de alça intestinal com o conteúdo fecal, amarrando as extremidades com barbante.

2. ENVIO DO MATERIAL

O material coletado deverá ser mantido e enviados sob refrigeração (+2°C a +8°C), identificados e em caixas de isopor com gelo reciclável, lacrada e identificada, com a ficha de solicitação de exames (contendo suspeita clínica, histórico do animal) e ficha de cadastro. Em caso de dúvidas entrarem em contato com o laboratório.

- Unidade Botucatu (14) 99172-2012
- Unidade Goiás (62) 9296-8454
- Unidade Uberlândia (34) 8843-2685