

ANÁLISE	MATERIAL	ESTABILIDADE DA AMOSTRA
Leite individual	Leite – amostra composta	Congelado até 1 mês
Leite de Tanque	Leite – 5 amostras do tanque	Congelado por 5 dias consecutivos; frascos separados
Cama (areia, serragem e outros)	Material da cama	Refrigerada
Água	Água de limpeza de equipamentos de ordenha	Refrigerada
Antibiograma completo	Culturas positivas	--
Antibiograma reduzido	Culturas positivas	--
Swabs	Swab de teto, dippings, teatagens, superfícies, mãos e roupas	Swabs até 1 mês

